



## MEUBLES A POUBELLE BASCULANTE



Version mobile



Version fixe sur vérins

### Description produit

Meubles à poubelle basculante, à placer sous vos postes de travail pour évacuer facilement et rapidement vos déchets classiques solides (*non inflammables et ne présentant pas de risque d'incompatibilité entre eux*).

- Pratiques et hygiéniques
- Espace sous paillasse optimisé
- Evacuation rapide de vos déchets
- Facilité d'entretien



## Caractéristiques techniques

- Version mobile ou fixe
- Ouverture à porte basculante
- Poubelle intégrée
- Meuble en panneau mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Coloris standard blanc
- Chant visible épais pvc 2mm
- Poignées en Inox brossé mat
- 4 roulettes grises, dont 2 à frein à l'avant en version mobile
- 4 vérins fixes + plinthe en version fixe
- Option possible : Ajout d'un système prend-tout avec couvercle inox sur votre poste de travail afin d'évacuer vos déchets directement depuis le plan de travail.



Poignées inox brossé



A frein



Sans frein

Roulettes orientables, Ø60 mm

Boitier et roue plastique

Capacité de charge : 35-100 kg

Option prends-tout avec couvercle inox





## Dimensions hors-tout standards

Modèle	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur * (mm)
1 porte	L500	P500	H780

*Hors standard possible (nous consulter).*





## Exemples de réalisations



03/2026