



PAILLASSES BASSES



Description produit

Pour accueillir vos installations volumineuses, telles que colonnes de distillation ou montages de verrerie imposants, tout en garantissant leur stabilité, YTP réalise des **paillasses basses renforcées** sur ossature mécano-soudée grise sur vérins fixes.

En option : Profitez de l'espace sous paillasse pour ajouter un coffre de rangement mobile pour disposer d'un espace de rangement complémentaire au sein de votre laboratoire. Voir notre fiche sur les coffres mobiles sous paillasse.

Conformes à la norme européenne NF EN14056



Exemples de réalisation

Module de paillasse L1200


Coffre mobile de dimensions L1100 P500 H400



Caractéristiques techniques

- Ossature renforcée mécanosoudée sur vérins fixes
- Essentiellement fabriquée en tube acier de section de 30x30x2mm. L'épaisseur du tube garantit une meilleure stabilité et résistance au fléchissement de la structure.
- Finition : peinture époxy coloris gris clair (RAL 7035)
- Nature du plan de travail : glace émaillée ou résine composite (Autre revêtement : nous consulter)
- **Options** angles arrondis, habillages piètements, caisson mobile sous paillasse, dossier tablette, etc.
- Possibilités également de rajouter des utilités (telles que nourriture azote, air comprimé, bénitier, etc...)

Options :



Dimensions hors-tout standards :

| Longueur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) |
|---------------|-----------------|--------------|
| L1200 | P600 P750 | H400 H500 |
| L1500 | | |
| L1800 | | |

Hors standard possible (nous consulter).