

MEUBLES MOBILES A PORTES



Description produit

Meubles mobiles à portes pour ranger et stocker flacons, récipients, documents, accessoires et petit matériel divers et varié.

Pratiques et faciles à déplacer, les meubles à portes restent un classique dans les laboratoires.

Disponibles en 2 hauteurs et en version, 1, 2 ou 3 portes.

Conformes à la norme européenne NF EN14056

Caractéristiques techniques

- En panneau mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Coloris standard **blanc**
- Chant visible épais pvc 2mm
- 1 étagère intérieure réglable en hauteur
- Poignées en Inox brossé mat
- Ouverture à 165°
- 4 roulettes grises, dont 2 à frein à l'avant
- Options : Serrures, ouverture sans poignée, etc...



Poignées inox brossé



A frein



Sans frein

Roulettes orientables, Ø60 mm

Boitier et roue plastique

Capacité de charge : 35-100 kg



Charnières de corps en alliage
zingué, bras articulé en acier
ouverture 165°



Dimensions hors-tout standards

Modèle	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur * (mm)
1 porte	L600	P500	H780 H720 H650
2 portes	L900 L1200		
3 portes	L1200 L1500		

**hauteurs en fonction du type de paillasse*

- *H780 pour des paillasse H900 en bandeau H60*
- *H720 pour des paillasse H900 en bandeau H130 ou paillasse sous sorbonnes*
- *H650 pour des paillasse hauteur bureau H750*

Hors standard possible (nous consulter).