


## PRESENTOIRS PIVOTANTS



### Présentoirs pivotants

Fonctionnels et esthétiques, nos présentoirs pivotants vous offrent un espace de stockage supplémentaire pour vos matières premières, vos échantillons ou produits finis.

Placés sur vos paillasse, ils vous permettent d'avoir vos flacons à portée de main lors de vos manipulations mais peuvent également faire office de vitrine pour exposer vos produits finis par exemple.

De format octogonal, ils disposent de 3 ou 4 niveaux.

Chaque niveau est équipé de barres de galerie avec un fil inox antichute.

## Caractéristiques techniques



- Présentoir sur système pivotant
- Disponible en version 3 ou 4 niveaux
- Plateau inférieur en résine composite épaisseur 16 mm
- 2 plateaux supérieurs en verre sécurit épaisseur 8 mm pour la version à 3 niveaux
- 3 plateaux supérieurs en verre sécurit épaisseur 8 mm pour la version à 4 niveaux
- Supports et barres de galerie en inox sur chaque plateau
- Potence centrale en inox
- Hauteur standard entre chaque étagère : H210 mm
- Ajustement possible des dimensions entre chaque étagère en fonction de la hauteur de vos flacons (Définition de l'espace entre chaque étagère au moment de la commande)
- Hors standard : Nous consulter

## Dimensions hors-tout standards

Modèle	Encombrement (mm)	Hauteur (mm)
3 niveaux	450x450	H492*
4 niveaux		H708*

\*Pour un espace entre chaque étagère de H210mm

## Détails de conception





### Modèle 3 niveaux



### Modèle 4 niveaux




## Zoom sur les finitions



Plateau en verre sécurit ép 8 mm  
Avec supports et barres de galerie en inox

Potence centrale en inox



Plateau en résine composite ép 16mm  
Avec supports et barres de galerie en inox