





La sorbonne PMR

pour les personnes à mobilité réduite



Pensée - développée - fabriquée



Une solution **innovante**
pour un laboratoire
inclusif et performant

Nouvelle sorbonne PMR



Conception ergonomique adaptées aux PMR

- ➔ **Hauteur réglable du plan de travail électriquement**, permettant l'ajustement selon la posture et le type de fauteuil roulant
- ➔ **Espace libre** sous le plan de travail
- ➔ **Accessibilité des commandes** regroupées et situées à hauteur PMR.
- ➔ **Visibilité et ergonomie** optimisées : large ouverture frontale, éclairage optimisé



Nouvelle sorbonne PMR



Plan de travail ergonomique à hauteur personnalisable

Adaptation du poste de travail
pour toute personne, qu'elle
travaille en **position debout** ou
qu'elle soit en **situation de**
mobilité réduite, y compris en
fauteuil roulant.




Nouvelle sorbonne PMR



Butée de vitre modulable


Butée de vitre à 2 positions, permettant de conserver un niveau de **blocage de vitre conforme à la norme européenne EN 14175**, quelle que soit la position du plan de travail



Nouvelle sorbonne PMR



Réglage en hauteur du plan de travail



Position du plan de travail		
Position <u>basse</u> , minimum 800	Position <u>basse</u> , minimum 800	Position <u>haute</u> , maximum 1150
Façade fermée	Façade bloquée à 400 ou 500	Façade bloquée à 400 ou 500

Nouvelle sorbonne PMR



Avantages et bénéfices

Amélioration de
l'accessibilité pour
tous

Conformité aux
normes de sécurité

Fiabilité et
performance dans
le temps

Nouvelle sorbonne PMR

Envie d'en savoir plus ?

Contactez-nous

contact@ytp-lab.com

06 73 29 17 55

www.ytp-lab.com